

# Guante de Látex | Estéril Pág. 1

DENTICA



### Descripción:

Ideal para curaciones menores y procedimientos que requieren esterilidad.

Sus presentaciones de un guante o de un par de guantes por bolsa permiten utilizar

únicamente el/los guantes necesarios.

Bajo en proteínas solubles en agua.

Su particular espesor le ofrece la seguridad deseada.

Recomendado para su uso en todas las especialidades médicas, dentales y laboratorios.

#### Características:

NOMBRE COMERCIA	Guante Ambiderm Estéril.		
NOMBRE GENÉRICO	Guante de Látex para exploración estéril.		
DESCRIPCIÓN	Guante de Látex para exploración, estéril, ambidiestro, liso, color natural, bajo en polvo		

No. de Registro	1707C89 SSA	
CONTENIDO DE POLVO	Bajo en polvo	
TEXTURA	Liso	
COLOR	Natural	
ESTERILIDAD	Estéril (ETO)	

#### **Dimensiones**

DIMENSIONALES					
		AMBIDERM ANCHO ± 10	FEUM (2) /ASTM (3) ANCHO ± 10	AMBIDERM LONGITUD	FEUM (2) /ASTM(3) LONGITUD
TALLA	CH	85 mm	80 mm	235 mm	Min. 220 mm
	М	95 mm	95 mm	235 mm	Min. 230 mm
	G	111 mm	111 mm	235 mm	Min. 230 mm



# Guante de Látex | Estéril Pág. 2

## **Propiedades Físicas:**

	SIN ENVEJECIMIENTO		CON ENVEJECIMIENTO	
	AMBIDERM	FEUM / ASTM	AMBIDERM	FEUM / ASTM
ALARGAMIENTO A LA RUPTURA	> 850%	Min. 650 %	> 600%	Min. 500%
RESISTENCIA A LA TENSIÓN	> 22 Mpa	Min. 18 Mpa	> 18 Mpa	Min. 14 Mpa

	AMBIDERM	FEUM / ASTM
ESPESOR	≥ 0.10 mm	Min 0.08 mm
CONTENIDO DE PROTEÍNAS SOLUBLES EN AGUA	< 300 μg/dm <sup>2</sup>	De acuerdo al fabricante
CONTENIDO DE POLVO RESIDUAL	< 10 mg/dm <sup>2</sup>	No mayor a 10 mg/dm <sup>2</sup>



## **Especificaciones del Empaque:**

EMPAQUE	CONTENIDO	ESPECIFICACIONES DE EMPAQUE	ESTIBA
PRIMARIO	1 Guante por bolsa	Bolsa de polietileno	N/A
SECUNDARIO	100 guantes por peso	Caple 22 Pts.	N/A
COLECTIVO	20 empaques secundarios	Corrugado Flauta "BC"	7 cajas máximo
PRIMARIO	1 par de guantes	Bolsa de polietileno	N/A
SECUNDARIO	50 empaques primarios	Caple 22 Pts.	N/A
COLECTIVO	20 empaques secundarios	Corrugado Flauta "BC"	7 cajas máximo

RESISTENCIA A PRODUCTOS	Resistencia a productos químicos: Ácidos, Álcalis, Alcoholes, todos ellos diluidos.	
USOS INDICADOS	Recomendado para curaciones menores y procedimientos que requieren esterilidad.	
	AQL(1) = Acceptable Quality Levels / Niveles aceptables de calidad.	
REFERENCIAS TÉCNICAS	FEUM(2) = Farmacopea de los Estados Unidos Mexicanos.	
	ASTM(3) = American Society for testing and materials.	
ADVERTENCIA	Algunas personas hipersensibles al látex podrían experimentar alguna reacción alérgica al utilizar este producto ya que contiene hule látex natural. Consulte a su médico en caso que esto suceda. Este producto es efectivo como barrera biológica y no como barrera química.	